

Очищающий раствор для DiaSys respons

Очиститель А

Кислотный очиститель

Сведения о заказе

Кат. № 1 8610 99 10 923

4 контейнера по 60 мл каждый

Стабильность реагента и условия хранения

Очиститель А стабилен до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2 – 25 °. Не допускать загрязнения. Не подвергать заморозке!

Предостережения и меры предосторожности

1. S24/25: Избегать попадания на кожу и в глаза.
2. Ознакомьтесь с паспортом безопасности и примите необходимые меры предосторожности по использованию лабораторных реагентов.

Очиститель В

Очищающий щелочной раствор

Сведения о заказе

Кат. № 1 8650 99 10 923

4 контейнера по 60 мл каждый

Стабильность реагента и условия хранения

Очиститель В стабилен до конца месяца, указанного в сроке годности, при хранении при 2 – 25 °. Не допускать загрязнения. Не подвергать заморозке!

Предостережения и меры предосторожности

Ознакомьтесь с паспортом безопасности и примите необходимые меры предосторожности по использованию лабораторных реагентов.

Изготовитель



DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9 65558 Holzheim Germany